

Автоподатчик 815 Robotic USB Sample Processor XL

Автоподатчик 815 Robotic USB Sample Processor XL предназначен для автоматизации титрования большого количества образцов. Устройство может контролироваться с помощью сенсорной панели Touch Control 900 или через специальное программное обеспечение для титрования **tiamo**[™]. Если же данный автоподатчик применяется в комплексе с ионным хроматографом Metrohm, то может управляться с помощью ПО **MagIC Net**[™], разработанного для ионных хроматографов.

Автоподатчик 815 Robotic USB Sample Processor XL является очень простым в управлении и надежным прибором, позволяющим получать точные и воспроизводимые результаты титрования.

Данный прибор может быть заказан в 6-ти различных вариантах: с одной рабочей станцией или двумя, а также с различным количеством мембранных насосов.

Информация для заказа.



2.815.0010 - 815 Robotic USB Sample Processor XL, автоподатчик с одной рабочей станцией и одним мембранным насосом (1Т/1Р).

2.815.0020 - 815 Robotic USB Sample Processor XL, автоподатчик с одной рабочей станцией и двумя мембранными насосами (1Т/2Р).

2.815.0030 - 815 Robotic USB Sample Processor XL, автоподатчик с одной рабочей станцией и двумя разъемами для подключения мембранных насосов (1Т/0Р).



2.815.0110 - 815 Robotic USB Sample Processor XL, автоподатчик с двумя рабочими станциями и одним мембранным насосом (1Т/1Р).

2.815.0120 - 815 Robotic USB Sample Processor XL, автоподатчик с двумя рабочими станциями и двумя мембранными насосами (1Т/2Р).

2.815.0130 - 815 Robotic USB Sample Processor XL, автоподатчик с двумя рабочими станциями и двумя разъемами для подключения мембранных насосов (1Т/0Р).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt.ru