

Титратор 870 KF Titrino plus



Компактный экономичный волюмометрический титратор 870 Titrino plus – удобный прибор для определения влаги в образце быстро и точно в диапазоне от нескольких ppm до 100%. Прибор поставляется полностью укомплектованным и является оптимальным по соотношению цена/качество для решения рутинных задач. Благодаря своей надежности титратор 870 Titrino plus является идеальным прибором для ежедневных измерений.

- Волюмометрическое титрование
- Кривая титрования в режиме реального времени
- Готовые методы титрования

Титрование по методу Карла Фишера.

Автоматический титратор 870 Titrino plus имеет возможность проводить волюмометрическое титрование. С помощью этого титратора можно проводить анализ образцов содержание воды от нескольких ppm до 100%.

Простое подключение.

Запуск в эксплуатацию прибора 870 Titrino plus очень прост. Сменная бюретка, мешалка и USB-принтер распознаются автоматически при подключении.

Графический дисплей с кривой титрования в реальном времени.

Большой дисплей позволяет изменить любой параметр титрования при рутинных анализах быстро и просто. После начала анализа за ходом титрования можно наблюдать, так как кривая титрования отображается на дисплее в реальном времени.

Клавиатура или мышь.

Титратор 870 Titrino plus – это первый титратор, которым можно управлять с помощью мыши или клавиатуры по Вашему выбору.

Интеллектуальная система дозирования.

Начиная с 1973 г., компания Metrohm выпускает сменные бюретки с автоматическим переключением клапанов. Конструкция сменных бюреток непрерывно улучшается. Новейшей версией является сменная бюретка 806. Она может подавать реагенты с уникальным разрешением в 20 000 шагов на объем цилиндра. Сменная бюретка 806 оснащена чипом данных, хранящим все необходимую информацию, как о бюретке, так и о титранте. Титратор 870 Titrino plus считывает всю информацию с бюретки автоматически при ее подключении к прибору.

USB-порт.

Титратор 870 Titrino имеет USB-порт для подключения USB-флеш карты памяти и др.

Технические характеристики автоматического титратора 870 Titrino plus

Управление	
Управление с помощью мыши/ клавиатуры	+
Графический дисплей	+
Создание отчетов / LIMS	+
Кривая титрования в реальном времени	+

Дозирование	
Дозирующие элементы	Один встроенный модуль дозирования 805 Dosimat со сменной бюреткой 806
Количество шагов дозирования на объем бюретки (разрешение)	Для 805 Dosimat : 20 000 шагов
Титрование	
Волюмометрическое титрование по К. Фишеру	+
Измерительные входы, интерфейсы	
Температурный датчик	Pt 1000 или NTC
Подключение мешалок и штативов для титрования	магнитная мешалка 801 или пропеллерная мешалка 802 со штативом для титрования 804
Подключение принтеров, весов, ПК, клавиатуры ПК, сканера штрихкодов	USB-порта

Информация для заказа:

2.870.0010 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в комплекте с электродом и сосудом для титрования.

2.870.1010 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в комплекте с электродом, штативом для титрования и сменной бюреткой на 10 мл.

2.870.1020 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в комплекте с электродом, штативом для титрования, сменной бюреткой и термопринтером.

2.870.2010 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в комплекте с электродом, штативом для титрования, сменной бюреткой и КФ печкой для пробоподготовки образцов 860 KF Thermoprep.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt.ru