

Титратор 890 Titrando



Универсальный волюмометрический титратор 890 Titrando – удобный прибор для определения влаги в образце в диапазоне от 0,01 до 100%. Прибор поставляется полностью укомплектованным в двух вариантах: сенсорной панелью Touch Control или с ПО **tiamo™**. Титратор 890 Titrando обладает широкими возможностями.

- Волюмометрическое титрование
- Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки
- Широкие возможности автоматизации титрования и пробоподготовки

Титрование по методу Карла Фишера.

Автоматический титратор 890 Titrando имеет возможность проводить волюмометрическое титрование. С помощью этого титратора можно проводить анализ образцов содержание воды от 0,01 до 100%.

Интеллектуальная система дозирования.

Начиная с 1973 г., компания Metrohm выпускает сменные бюретки с автоматическим переключением клапанов. Конструкция сменных бюреток непрерывно улучшается. Новейшей версией является сменная бюретка 806. Она может подавать реагенты с уникальным разрешением в 20 000 шагов на объем цилиндра. Сменная бюретка 806 оснащена чипом данных, хранящим все необходимую информацию, как о бюретке, так и о титранте. Титратор 904 Titrando считывает всю информацию с бюретки автоматически при ее подключении к прибору.

Управление титратором.

Титратор 890 Titrando может управляться несколькими способами. Возможно использование сенсорной панели Touch Control 900. Это компактный простой в управлении и многофункциональный модуль управления титратором. Также титратор можно подключить к ПК и управлять им с помощью специального программного обеспечения **tiamo™**. ПО **tiamo™** предлагает не только стандартные функции управления титратором, но также дополнительные возможности, необходимые для многих задач. Например, с помощью **tiamo™** можно создавать различные базы данных.

Технические характеристики автоматического титратора 890 Titrando

Управление	
Управление с помощью сенсорной панели	+
Управление с ПК с помощью ПО	+
Создание отчетов / LIMS	+
Соответствие требованиям FDA 21 CFR часть 11	+
Дозирование	
Дозирующие элементы	Один встроенный модуль дозирования 805 Dosimat со сменной бюреткой 806
Дополнительные дозирующие элементы	До 3-х 805 Dosimat с 806 сменными блоками (exchange unit); До 3-х 800 Dosino с 807 дозирующими бюретками (dosing unit)
Количество шагов дозирования на объем бюретки (разрешение)	Для 805 Dosimat : 20 000 шагов
Титрование	
Волюмометрическое титрование по К. Фишеру	+
Кривая титрования в режиме реального времени	+
Измерительные входы, интерфейсы	
Температурный датчик	Pt 1000 или NTC
Подключение мешалок и штативов для	магнитная мешалка 801 или пропеллерная мешалка 802

титрования	со штативом для титрования 804
Подключение автосэмплеров, насосов, перемешивающих устройств	4 порта MSB
Подключение принтеров, весов, ПК, клавиатуры ПК, сканера штрихкодов	2 USB-порта, RS-232 (опция)

Информация для заказа:

2.890.0110 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 890 Titrande с сенсорной панелью Touch Control.

2.890.0210 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 890 Titrande с программным обеспечением **tiamo™** light.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt.ru