

898 XYZ Автоподатчик



Автосэмплер с одной рабочей станцией, одним мембранным насосом и промывочной станцией для автоматической обработки большого числа образцов. Устройство управляется с ПК с помощью специального программного обеспечения для титрования **tiamo™**. Количество образцов - до 82!

Преимущества использования автоподатчика 898 XYZ.

Этапы титрования, осуществляемые пользователем при использовании автоподатчика слева; этапы титрования, осуществляемые автоподатчиком - справа.

Промывочная станция.

Длительность промывки может быть любой и задается пользователем, что позволяет адаптировать прибор под работу с различными образцами.

Непрерывное титрование.

Так как штатив разделяется на две части, можно заполнять одну часть штатива, когда титруется другая. Это позволит сделать процесс титрования образцов непрерывным.

Автосэмплер 898 XYZ:

- Точные и воспроизводимые результаты титрования
- Непрерывный процесс обработки образцов
- Возможная смена штатива в процессе работы
- Несколько штативов на выбор
- Контроль прибора с помощью специального ПО для титрования
- Простой в управлении и надежный прибор

Информация для заказа:

2.898.0110 – Автосэмплер 898 XYZ со штативом 82 x 120 мл.

2.898.0210 – Автосэмплер 898 XYZ со штативом 48 x 250 мл.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mhm@nt-rt.ru

www.metrohm.nt-rt.ru