

Системы MATi для полностью автоматизированного титрования



Системы MATi (Metrohm Automated Titration Systems) – это готовые к использованию, полностью рабочие системы, разработанные специально для решения конкретных задач путем полностью автоматизированного титрования. Эти системы позволяют экономить большое количество времени и превращают проведение рутинных лабораторных анализов в простую задачу. Системы MATi гарантируют высокую точность и воспроизводимость результатов Ваших анализов.

MATi 01	Полностью автоматизированный титратор <u>для анализа воды.</u>	потенциометрический
MATi 02	Полностью автоматизированный титратор <u>для анализа кислотного и щелочного числа.</u>	потенциометрический
MATi 03	Полностью автоматизированный титратор <u>для неводного титрования.</u>	потенциометрический
MATi 04	Полностью автоматизированный <u>кулонометрический титратор по Карлу Фишеру.</u>	
MATi 06	Полностью автоматизированный титратор <u>для титрования кислот и щелочей.</u>	потенциометрический
MATi 07	Полностью автоматизированный титратор <u>для кислотно-основного/окислительно-восстановительного/осадительного титрования.</u>	потенциометрический
MATi 08	Полностью автоматизированный титратор <u>для титрования кислот и щелочей с отбором аликвот.</u>	потенциометрический
MATi 10	Полностью автоматизированный <u>волюмометрический титратор по Карлу Фишеру.</u>	
MATi 11	Полностью автоматизированный <u>волюмометрический титратор по Карлу Фишеру с автоматической пробоподготовкой.</u>	
MATi 12	Полностью автоматизированный титратор <u>для определения химического потребления кислорода.</u>	потенциометрический
MATi 13	Полностью автоматизированный титратор <u>для определения перманганатного индекса.</u>	потенциометрический

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt.ru