

Гомогенизатор Polytron PT 1300 D



Гомогенизатор Polytron PT 1300 D версии Metrohm разработан специально для пробоподготовки образцов для титрования по Карлу Фишеру. С помощью PT 1300 D можно измельчить пробу прямо в ячейке титрования. По причине того, что пробоподготовка выполняется непосредственно в ячейке титрования, устраняется возможность изменения содержания влаги в образце при его размельчении и переносе в ячейку (в случае использования обычного гомогенизатора).

В зависимости от измельчающей насадки и типа пробы, можно плавно и точно задавать скорость ротора в диапазоне от 7 000 до 30 000 оборотов в минуту.

2.136.0100

Гомогенизатор Polytron PT 1300 D.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mhm@nt-rt.ru

www.metrohm.nt-rt.ru