

Универсальный ртутный электрод (ММЕ) для вольтамперометрии и циклической инверсионной вольтамперометрии

6.1247.220 Гаечный ключ для универсального ртутного электрода ММЕ



6.1247.210 Монтажное кольцо иглодержателя для универсального ртутного электрода ММЕ



6.1247.150 Силиконовый уплотнитель, зеленый 13.9 mm для универсального ртутного электрода ММЕ pro



6.1247.140 Держатель иглы для универсального ртутного электрода ММЕ pro



6.1247.120 Крепежный винт для каппиляра универсального ртутного электрода ММЕ pro



6.1247.110 Накручивающаяся крышка для перезаполнения ртутью в универсального ртутного электрода ММЕ pro



6.1247.050 Силиконовые уплотнители, белые, 15 мм, для универсального ртутного электрода ММЕ 6.1246.020



6.1247.020 Иглы для универсального ртутного электрода ММЕ

Иглы для ртутного рабочего электрода ММЕ (3 штуки).



6.1246.120 Универсальный ртутный электрод Multi-Mode Electrode (ММЕ) pro

Ртутный электрод для вольтамперометрии. Может работать в режиме ртутного капающего электрода (DME), вращающийся статического капающего электрода (SDME) или ртутного электрода в виде висящей капли (HMDE).



6.1226.050 Капилляр для капающей ртути (силанизированный) для универсального ртутного электрода ММЕ

Силанизированный капилляр для капающей ртути (10 штук)



6.1226.030 Капилляр для капающей ртути (не силанизированный) для универсального ртутного электрода ММЕ

Не силанизированный капилляр для капающей ртути (10 штук)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt.ru