

# Электроды сравнения для вольтамперометрии и циклической инверсионной вольтамперометрии

6.1245.010      Электролитическая ячейка

Электролитическая ячейка для электрода сравнения с керамической диафрагмой.



6.1245.000      Электролитическая ячейка

Электролитическая ячейка для электрода сравнения со шлифованной диафрагмой для вольтамперометрических стандов.



6.1225.010      Электролитическая ячейка

Электролитическая ячейка для электрода сравнения с ячейкой для хранения электролита и запорным краном.



6.0730.100      Электрод сравнения LL-Ag/AgCl (гелевый) для вольтамперметров серии Professional CVS

Не требующий ухода двухкамерный Ag/AgCl электрод сравнения, стеклянный, с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л (гель), для диапазона pH 0 - 8.



6.0730.000      Электрод сравнения LL-Ag/AgCl (гелевый)

Не требующий ухода двухкамерный Ag/AgCl электрод сравнения, стеклянный, с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л (гель), для диапазона pH 0 - 8.



6.0728.140 Система сравнения LL-Ag/AgCl (гелевая) для циклической инверсионной вольтамперометрии

Система сравнения с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л (гель), для диапазона pH 0 - 8.



6.0728.130 Система сравнения LL-Ag/AgCl для циклической инверсионной вольтамперометрии

Система сравнения с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л.



6.0728.120 Электрод сравнения Ag/AgCl

Система сравнения с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л.



6.0728.040 Система сравнения LL-Ag/AgCl (гелевая) для циклической инверсионной вольтамперометрии

Система сравнения с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л (гелевый), для диапазона pH 0 - 8.



6.0728.030 Электрод сравнения LL-Ag/AgCl для циклической инверсионной вольтамперометрии

Система сравнения с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л.



6.0728.020 Электрод сравнения Ag/AgCl

Система сравнения с электролитом  $c(\text{KCl}) = 3$  моль/л.



6.0728.010      Электрод сравнения Ag/AgCl

Система сравнения без электролита.



6.0728.000      Электрод сравнения Ag/AgCl

Система сравнения без электролита для вольтамперметрического стенда.



6.0724.140      Электрод сравнени Ag/AgCl

Внутренняя система Ag/AgCl для модульного электрода сравнения.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,  
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [mhm@nt-rt.ru](mailto:mhm@nt-rt.ru)  
[www.metrohm.nt-rt.ru](http://www.metrohm.nt-rt.ru)