

Титратор 831 KF



Кулонометрический титратор 831 KF Coulometer является экономичным прибором для определения влаги в диапазоне от 0,001 до 1%. Несмотря на компактность и простоту, прибор обладает рядом существенных достоинств.

- Кулонометрическое титрование
- Кривая титрования в режиме реального времени
- Возможность автоматизации титрования
- Возможность автоматической смены реагентов

Титрование по методу Карла Фишера.

Автоматический титратор 831 имеет возможность проводить кулонометрическое титрование. С помощью этого титратора можно проводить анализ образцов с содержанием воды от 0,001 до 1%. Анализируемые образцы могут быть жидкими, твердыми, газообразными.

Графический дисплей с кривой титрования в реальном времени.

Большой дисплей позволяет изменить любой параметр титрования при рутинных анализах быстро и просто. После начала анализа за ходом титрования можно наблюдать, так как кривая титрования отображается на дисплее в реальном времени.

RS-232-порт.

Титратор 831 KF имеет 2 порта RS-232 для подключения принтера весов или ПК. Также к прибору можно подключить клавиатуру ПК или считыватель штрихкодов.

Технические характеристики автоматического титратора 831 Titrand

Управление	
Управление с помощью клавиатуры	+
Управление с ПК с помощью ПО	+
Графический дисплей	+
Создание отчетов / LIMS	+
Кривая титрования в режиме реального времени	+
Дозирование	
Дополнительные дозирующие элементы	805 Dosimat с 806 сменными блоками (exchange unit);
Количество шагов дозирования на объем бюретки (разрешение)	Для 805 Dosimat : 20 000 шагов
Титрование	
Кулонометрическое титрование по К. Фишеру	+
Автоматическая смена реагентов с Dosino	+
Измерительные входы, интерфейсы	
Подключение мешалок и штативов для титрования	магнитная мешалка 801 или стенд для титрования 803
Подключение принтеров, весов, ПК, клавиатуры ПК, сканера штрихкодов	2 порта RS-232

Информация для заказа:

2.831.0010 – Автоматический титратор для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру 831 с генерирующим электродом с диафрагмой, укомплектованный кулонометрической ячейкой.

2.831.0110 – Автоматический титратор для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру 831 с генерирующим электродом без диафрагмы, укомплектованный кулонометрической ячейкой.

2.831.2110 – Автоматический титратор для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру 831 с генерирующим электродом без диафрагмы с кулонометрической ячейкой и печью для пробоподготовки сложных образцов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,

Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mhm@nt-rt.ru

www.metrohm.nt-rt.ru