

# Титратор Food Titrando



Укомплектованный титратор Food Titrando на базе [автоматического титратора 905 Titrando](#) был разработан для решения наиболее распространенных задач по анализу пищевых продуктов и напитков.

## Комплектация автоматического титратора Food Titrando:

- 1 x [титратор 905 Titrando](#) (с одним измерительным интерфейсом)
- 2 x дозирующих привода Dosino с дозирующими бюретками на 20 мл
- Укомплектованный штатив с пропеллерной мешалкой
- Необходимые для анализа измерительные электроды и электроды сравнения
- Набор реактивов
- ПО для титрования *tiamo*<sup>™</sup> light
- Подробно описанные методы анализа пищевых продуктов

## Информация для заказа:

2.905.4010 – Укомплектованный автоматический титратор Food Titrando на базе титратора 905 Titrando с одним измерительным интерфейсом. В комплект поставки входит комбинированный универсальный электрод со встроенным чипом данных для сохранения важной информации об электроде (идеален для рутинных лабораторных анализов).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,  
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [mhm@nt-rt.ru](mailto:mhm@nt-rt.ru)  
[www.metrohm.nt-rt.ru](http://www.metrohm.nt-rt.ru)