

Титратор Pharm Titrandо



Укомплектованный титратор Pharm Titrandо на базе автоматического титратора 907 Titrandо был разработан для решения наиболее распространенных задач по анализу фармацевтических продуктов.

Комплектация автоматического титратора Pharm Titrandо:

- 1 x титратор 907 Titrandо (с двумя измерительными интерфейсами)
- 2 x дозирующих привода Dosino с дозирующими бюретками на 20 мл
- Укомплектованный штатив с пропеллерной мешалкой
- Необходимые для анализа измерительные электроды и электроды сравнения
- Набор реактивов (электролиты, буферные растворы, растворы для хранения электродов)
- ПО для титрования *tiamo*[™] light
- Подробно описанные методы анализа фармацевтических субстанций

Информация для заказа:

2.907.1020 – Укомплектованный автоматический титратор Pharm Titrandо на базе титратора 907 Titrandо с двумя измерительными интерфейсами. Предназначен для потенциометрического титрования и титрования по КФ. В комплект поставки входит комбинированный стеклянный рН-электрод для измерений в плохо-проводящих водных средах с чипом данных для сохранения важной информации об электроде, комбинированный стеклянный рН-электрод для измерений в неводных средах с чипом данных, серебряный электрод для осадительного титрования с чипом данных, платиновый электрод для окислительно-восстановительного титрования с чипом данных, сенсор для потенциометрического титрования для фотометрического определения конечной точки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt