

Электроды для ПАВ



Электроды для титрования анионных, катионных и неионогенных ПАВ.

6.0507.010

«NIO» electrode - электрод для титрования неионогенных поверхностно-активных веществ в водных средах (в том числе для титрования фармацевтических субстанций и производных полиоксиэтилена).

6.0507.120

«Ionic surfactant» electrode - электрод для титрования анионных и катионных поверхностно-активных веществ в водных растворах (идеален для титрования анионных ПАВ).

6.0507.130

Surfactrode Resistant - электрод для двухфазного титрования анионных и катионных поверхностно-активных веществ в неводных средах.

6.0507.140

Surfactrode Refill - электрод для титрования анионных и катионных поверхностно-активных веществ в неводных средах.

6.0507.150

«Cationic surfactant» Electrode - электрод для титрования анионных и катионных поверхностно-активных веществ в водных растворах (идеален для титрования катионных ПАВ).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mhm@nt-rt.ru
www.metrohm.nt-rt.ru